


Equi-Pak CS

Standardtillämpning



Equi-Pak CS



(Stötdämpande fyllnadsmaterial för strålröta, färdig att använda)

I det här innovativa preparatet kombineras kopparsulfit med Equi-Pak för behandling av de flesta fall av strårlöta.* Equi-Pak CS anger kopparursulfit på sula och strårlöta. På det sättet slipper man den dragna strösselns strårlöta (renverkning och läkemedelsbehandling). Equi-Pak CS ger samma skydd och stöd som original Equi-Pak, med den fördelen att det förbättrar sulans och strålens kondition.

(Soft Instant Pad Material for thrush)

This innovative formula combines Copper Sulfate with Equi-Pak to effectively treat most cases of thrush. Equi-Pak CS delivers copper sulfate to the sole and frog to eliminate the need to pick the feet and apply daily thrush medications. Equi-Pak CS provides the same protection and support as the original Equi-Pak with the added benefit of improving the condition of the sole and frog.

Appliceras på samma sätt som Equi-Pak. Equi-Pak CS, indränkt med kopparulfat, kan användas vid strålröta och i förebyggande syfte under blöperioder.

Applied like Equi-Pak, Equi-Pak CS, infused with copper sulfate, can be used on most cases of thrush and during the wet seasons to prevent thrush.

* Equi-Pak CS får inte användas om blod eller vit nekrotisk vävnad är synlig.

* Equi-Pak CS should not be used in the presence of bleeding or white necrotic tissue.

Standardtillämpning Standard Application

Anteckningar Notes



Ger fullständig täckning. Equi-Pak CS gör det överiförligt med daglig vård av hoven och applicering av läkemedel. Equi-Pak CS har hög motståndsförmåga och fäster vid suan.

Providing a complete seal. Equi-Pak CS eliminates the need to pick out the feet and medicate on a daily base. Equi-Pak CS is extremely durable and adheres to the sole.



Samma hov efter trimning. Lägg särskilt märke till den borttagna strårlötan i färor och springor.

Same hoof after trim. Note apparent elimination of thrush in commissures and cleft of frog.

En normal hov efter 6 veckor och första behandlingen med Equi-Pak CS. Lägg särskilt märke till det torra, städiga strålområdet.

Normal hoof after 6 weeks and first treatment of Equi-Pak CS. Note firm, dry frog area.