

# Vilken Vettec Produkt behöver Du?

## Flytande sula & packmaterial

## Lim



### Equi-Pak

Mjuk & stödjande, färdig att användas

Art.nr: 5446121

Fp  
210ml patron

Färg: Transparent

Härldningstid  
30 sek

Hårdhet  
55 shore

#### Översikt

Skydd, stöd & komfort

Bra vid laminitis (fång)

Fäster på sula & stråle

Applicera tunna lager i förebyggande syfte eller upp till marknivå för direkt påverkan

Ingen sula behövs



### Equi-Pak Soft

Extra mjuk & stödjande under sula. Färdig att användas

Art.nr: 5446118

Fp  
210ml patron

Färg: Transparent

Härldningstid  
40 sek

Hårdhet  
45 shore

#### Översikt

Mjukare material som håller sig mjukt även i kallare temperaturer

Kan användas då hästen har tunna och känsliga sulor samt förädjupningar

Bra vid skade eller sjuk-behandling

För användning tillsammans med sula



### Equi-Pak CS

Mjuk, stödjande & skyddande vid strålröta. Färdig att användas

Art.nr: 5446122

Fp  
210ml patron

Färg: Grön

Härldningstid  
1 min

Hårdhet  
55 shore

#### Översikt

Effektivt behandling av de flesta fall av strålröta

Ger varaktigt stötdämpning och stöd

Tar bort behovet av daglig renverkning och läkemedelsbehandling

Använd i förebyggande syfte mot strålröta



### Sole-Guard

Skydd & stöd för den oskoddade hoven

Art.nr: 5446160

Fp  
210ml patron

Färg: Svart

Härldningstid  
30 sek

Hårdhet  
65 shore

#### Översikt

Snabbt och effektivt skydd och stötdämpning för den friska, oskoddade hoven

Sitter stadigt för att skydda men behåller flexibiliteten för att röra sig naturligt med hovmekanismen

Skydd & stöd för hovens undersida i en enkel applicering



### Sil-Pak

Fyllnadsmaterial av silikon för användning i kombination med sula

Art.nr: 5446190

Fp  
210ml patron

Färg: Lila

Belastningsbar  
1-2 min

Hårdhet  
30 shore

#### Översikt

Silikon för användning tillsammans med sula för att dämpa och skydda hoven

Materiallet tätar hoven väl och gör att det inte bildas ansamlingar av smuts och fukt



### Sil-Pak Soft

Fyllnadsmaterial av silikon för användning i kombination med sula

Art.nr: 5446195

Fp  
210ml patron

Färg: Brun

Belastningsbar  
2 min

Hårdhet  
15 shore

#### Översikt

Silikon för användning tillsammans med sula för att dämpa och skydda hoven

Materiallet förseglar hoven och gör att det inte bildas ansamlingar av smuts och fukt

Idealisk för friska hästar med behov av mjukare stöd vid tunna sulor/tuff terräng ridning



### Super Fast

Snabbhärdande lim till förlängningar för föl & anpassade skor

Art.nr: 5446140

Fp  
210ml patron

Färg: Transparent

Härldningstid  
30 sek

Belastningsbar  
2-3 min

#### Översikt

Idealisk till förlängningar för fölsko anpassningar

Bra för uppbyggnad av traktvinkel och mediala/lateral förlängningar

Även vid mindre hovreparationer



### Adhere

Lim för fastsättning av hästskor och hovreparationer

Art.nr: 5446150

Fp  
210ml patron

Färg: Svart

Härldningstid  
1 min

Belastningsbar  
4-5 min

Genomhärdad  
6 min

#### Översikt

För små och stora hovreparationer och fastlimning av skor

Fäster på järn och aluminium

Perfekt för polyuretan skor och boots

Samma flexibilitet som hovväggen.

Kan sömmas i